

# DTPro Software Optionen

Sehr geehrter DataTrace Anwender,

seit 1.1.2013 entfällt der Support für alle älteren DataTrace Softwareversionen (DTW, DTRF). Es wird ausschließlich die Software **DTPro** unterstützt. Sollten Sie noch ältere Programme einsetzen, so empfehlen wir eine Umstellung auf DTPro in Ihre Planung einzubeziehen.

DTPro bieten wir in 4 Ausbaustufen an:

Lizenzname	Beschreibung
<b>DT Pro Basic Lizenz</b>	<b>DT Pro Basic Software Lizenz, per Computer</b>
21 CFR Part 11 conform RF fähig Validierungspaket verfügbar	Beinhaltet alle Funktionen zur Programmierung, Auswertung, Prüfung und Kalibrierung der Logger und zur Anpassung und Erstellung von Berichten und der Datenverwaltung.
<b>DT Pro Standard Lizenz</b>	<b>DT Pro Standard Software Lizenz, per Computer</b>
21 CFR Part 11 conform RF fähig Validierungspaket verfügbar	Beinhaltet alle Funktionen der Basic Edition und ermöglicht zusätzlich das Arbeiten mit RF Loggern (Funk).
<b>DTPro Plus Lizenz</b>	<b>DT Pro Plus Software Lizenz, per Computer</b>
21 CFR Part 11 conform RF fähig Validierungspaket verfügbar	Beinhaltet alle Funktionen der Standard Edition mit RF- und Alarm und entspricht allen Anforderungen der USFDA.
<b>DT Pro LAN Server Lizenz</b>	<b>DT Pro LAN Server Software Lizenz, per Server inkl. 1 User Lizenz</b>
21 CFR Part 11 conform RF fähig Validierungspaket verfügbar	Beinhaltet alle Funktionen der Plus Edition und die erforderlichen Komponenten für den Datenzugriff von anderen DTPro Installationen in einem LAN.
<b>User Lizenz</b>	<b>Lizenz für jeden zusätzlichen Anwender</b>
<b>Software Validierungspaket</b>	1 Handbuch auf CD, blank, zur eigenen Durchführung der Validierung 1 Handbuch auf CD über die durchgeführte Validierung beim Hersteller

*Preise in Klammern sind Upgradepreise von den alten Programmen a) DTW oder b) DTRF.*

DTPro basiert auf einem völlig neuen Datenbanksystem. Daten aus älteren Programmen können damit nicht verarbeitet werden. Es ist jedoch möglich das alte Programm ohne gegenseitige Beeinträchtigung neben der neuen Software auf einem PC zu belassen, um z.B. noch Berichte mit dem alten Datenbestand mittels der alten Software zu erstellen.

Auf der Homepage des Herstellers MESA Laboratories sind die Download-Links zu finden unter

**<http://datatrace.mesalabs.com/datatrace-pro-software/>**

Sie erhalten eine ca. 600 MB große Datei, welche das Installerpaket der Vollversion enthält. Dieses können Sie nach der Installation 14 Tage ohne Einschränkung testen. Wenn Sie das Programm danach weiterverwenden möchten, können Sie dieses durch den Erwerb eines Lizenzcodes freischalten. Ihr individueller Lizenzcode wird Ihnen von uns zugeteilt, nachdem Sie uns Ihren Installationscode mitgeteilt haben. Letzterer wird beim Programmstart angezeigt. Damit werden die Funktionen der Software, entsprechend der gekauften Ausbaustufe, begrenzt.


Hinweis! Die Lizenz ist nur auf den PC beschränkt, auf dem die Software installiert wurde. Sie können mit dem Programm nicht ohne weiteres "umziehen".

Auf der Downloadseite von MESA finden Sie folgende Links:


## Upgrade Installer Download

If you already have DataTrace Pro installed on your computer, then use the Upgrade Installer Download. Previous saved data or configuration information will not be affected. The Upgrade Installer size is approximately 35MB. Upgrades are free and do not affect or require new license registration.

1.)  [Download Instructions for DataTrace Pro](#)

 Minimum System Requirements

3.)

2.)  [DataTrace Pro Software Release Notes](#)

Description	Downloads	Validation State
<b>DT Pro v1.2 (Newest)</b> Build 20121023	<a href="#">Full Installer Download</a>	Validated by Addendum
	<a href="#">Upgrade Installer Download</a>	<a href="#">Validation Addendum</a>
<b>DT Pro v1.2</b> Build 20120807	<a href="#">Full Installer Download</a>	Fully Validated
	<a href="#">Upgrade Installer Download</a>	
<b>DT Pro v1.1</b> Build 20120123	<a href="#">Full Installer Download</a>	Fully Validated
	<a href="#">Upgrade Installer Download</a>	
<b>DT Pro v1.0 (Initial Release)</b>	<a href="#">Full Installer Download</a>	Fully Validated

- 1) Aktuelle Download- und Installationsanweisungen.
- 2) Aus den Release Notes können Sie alle Änderungen und Ergänzungen der diversen Entwicklungsstufen des Programms ersehen.
- 3) Minimalanforderungen zum Betrieb von DTPro an den PC.
- 4) An oberster Stelle der Tabelle steht die jeweils letzte Version. Die Versionsnummer ändert sich nur bei großen, konzeptionellen Weiterentwicklungen.
- 5) Aus der Build Nummer ist das Freigabedatum der jeweiligen Version ersichtlich.
- 6) Link zum Download der Vollversion (600 MB). Bitte nur beim ersten Mal benutzen. Danach ist immer der
- 7) Link zum Upgrade (600MB) zu benutzen (ca. 30 MB).
- 8) Wenn Sie den Vorschriften zur Software-Validierung unterliegen, dann müssen Sie ab sofort nach einem Update nicht mehr die gesamte Validierung wiederholen, sondern nur die Bereiche, die geändert oder ergänzt wurden. Das Dokument, das Sie mit diesem Link erhalten ist eine Validierungsprozedur für diesen Teilbereich. Das setzt aber voraus, daß Sie vorher die letzte
- 9) Voll validierte Software installiert haben
- 10) Vorgängerversionen der DTPro-Software. Die Abweichungen sind in den Release Notes aufgelistet 2).

Wenn Sie Unterstützung zum Thema DTPro benötigen, dann zögern Sie bitte nicht mit uns Kontakt aufzunehmen.